


### Pour l'installation :

- 1- Télécharger le logiciel
- 2- Décompresser mic2m.zip dans un répertoire où vous avez les droits :

<VOTRE REPERTOIRE>

Vous devez obtenir l'arborescence suivante :



- experience : contient toutes les données expérimentales
- modele : contient tous les modèle disponibles
- outils : code source de MIC2M (ne pas modifier)

### Pour le lancement :

- 1- Lancer Matlab 6.5
- 2- Changer le répertoire courant dans Matlab :

<VOTRE REPERTOIRE>\MIC2M\outils

- 3- Dans l'espace de travail Matlab, taper : *startup*

**ATTENTION : votre répertoire courant <VOTRE REPERTOIRE>\MIC2M ne doit plus être modifié dans Matlab !!!**